1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Yıkama Dezenfektör Cihazı'nın kullanımı için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Yıkama Dezenfektör Cihazı'nın kullanım faaliyetini kapsar.

3. KISALTMALAR

MSÜ: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

4. TANIMLAR

4.1. Yıkama dezenfektör cihazı: Ön yıkama, temizlik, durulama, termal dezenfeksiyon ve kurutma aşamalarından oluşmaktadır.

5. SORUMLULAR

MSÜ Sorumlu Teknikeri,

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazı Çalıştırmadan Önce Yapılması Gerekenler

6.1.1. Her gün sabah elektrik (güç kaynağı) kontrol edilir. Aletin Kirli alandaki alt kapağı açılır, solüsyon hortumlarına bakılır. Solüsyonları dolu olup olmadığı, hortum uçlarının tıkalı olup olmadığı kontrol edilir.

6.1.2. Cihazın etrafından su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Su kaçağının tespit edilmesi halinde Teknik Servise "Teknik Servis Arıza Bildirim Formu" aracılığı ile haber verilmelidir.(Turcasoft)

6.1.3. Cihazın yanında bulundurulan deterjan, notrolizer bidonlarının seviye kontrolü yapılmalıdır.

6.1.4. Cihaza elektirik geldiği kontrol edilmelidir. Kırmızı renkli, ana açma şalteri ok yönünde yukarıyı gösterecek şekilde çevrilir. Makine direk şartelden açılır.

6.1.5. Makinenin üst kapağı açılır, kabin içindeki ızgaralarda yabancı madde olup olmadığına bakılır. Yabancı madde olmamasına dikkat edilir.

6.1.6. Yıkama kolları elle döndürülerek kontrol edilir. Tıkanıklık varsa basınçlı su ile temizlenir.

6.1.7. Tepsilere çok alet yerleştirilmez. Tüm aletler su ile temas edecek ve birbirine zarar vermeyecek şekilde makineye yerleştirilir. Üzerinde organik kir bulunan aletler enzimatik solüsyonla işlemlerden geçirilir.

6.1.8. Su sisteminin çalışır ve sistemde basınçlı şebeke suyunun olduğundan emin olunmalıdır.

6.2. Cihazın Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

6.2.1. Cihaza aşırı yükleme yapılmaz.

6.2.2. Tıbbi cihazın bağlantı ve kapakları suyun ulaşması için açılır.

6.2.3. Büyük bir alet yerleştirildi ise, diğer aletlerin yıkanmasını engelleyip, engellemediği kontrol edilir.

6.2.4. Boşlukları olan malzemeler yıkanması için uygun pozisyonda makineye yerleştirilir.

6.2.5. Hassas , kırılma olasılığı bulunan cam vb. aletler uygun şekilde yerleştirilir.

6.2.6. Mikro cerrahi aletler makineye dikkatli yerleştirilir. Problar (uçlar) ve diğer kolayca kırılabilen parçalar aletlere özel yapılmış aparatlara konulur.

6.2.7. Cihazın ekranındaki bilgileri değerlendirerek gerekli işlemler yapılmalıdır.

6.2.8. CS door open (temiz taraf kapısı) kapalı ve kilitli olmalıdır.

6.2.9. DS door open (kirli taraf kapısı) kapalı ve kilitli olmalıdır.

6.2.10. Program ready (program hazır) ikazını görünür konumda olmalıdır.

6.2.11. İstenilen programdan biri seçilir (P2-P7).

6.2.12. Program bittiğinde temiz tarafta yeşil lamba yanacak ve makine sesli olarak ikaz verecektir.

6.2.13. Açma düğmesine basarak kapı kilitten kurtarılır ve açma kapama kullanılarak kol açılır.

6.2.14. Program bittikten sonra temiz alanda bulunan kapağı açılarak soğumaya bırakılır. Aletler soğuduktan sonra diğer işlemlere devam edilir.

6.2.15. İşlemi biten aletler makineden çıkarılır, makinede bekletilmez.

6.2.16. Eğer yıkama esnasında bir arıza olursa makine ERROR kodunu ekranda göstererek ve duracaktır. Bu durumda cihazın yetkili servisinin teslim etmiş olduğu "Hata Kod Listesi"nden arıza bulunur ve teknik servise "Teknik Servis Arıza Bildirim Formu" aracılığı ile bilgi verilir.(Turcasoft) Bu süreçte makine içinde bulunan malzemelerin dezenfeksiyon işlemi tamamlanmadığından yıkama tekrarlanır.

6.3. Yıkama /Dezenfektörlerin Temizliği:

6.3.1. Dezenfektör cihazlarının temizliği her gün bir kez yapılır.

6.3.2. Kabin içindeki ızgara çıkarılarak, su pervanelerinin delikleri kontrol edilir. Gerekirse basınçlı su ve hava kullanılarak temizlenir.

6.3.3. Kapak içi, çevresi ve dış yüzeyler dezenfektanla temizlenir.

6.3.4. Dezenfektörün iç çemberi, sepet rayları, süzgeç ve kapalı olan kapının iç yüzü deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.

6.3.5. Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanır.

6.3.6. Süzgeç ve sepet rayı temizlenip yerine yerleştirilir.

6.3.7. Deterjan ve solusyon çekmeceleri bol su ile temizlenir ve kurulanır.

6.3.8. Biten veya azalan deterjan / solusyonlar tamamlanır ve solüsyon değişim tarihleri kaydedilir.

6.3.9. Yıkama-dezenfektörler için kullanılan arabalar dezenfektanlı bez ile silinir.

6.3.10. Cihaz temizlikleri üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılır.

6.3.11. Haftada bir cilalanıp her gün işlemler bittikten sonra temizliği yapılır.

6.3.12. Temizlik işlemi sonrasında "Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Kontrol Formu"na üzerindeki bilgiler temizliği yapan çalışan tarafından doldurulur ve imzalanır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü

7.2. Cerrahi Alet Yıkama ve Dekontaminasyon Talimatı

7.3. Teknik Servis Arıza Bildirim Formu (Turcasoft)

7.4. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Kontrol Formu