1. AMAÇ

Sterilizasyon işleminde kullanılan paketleme makinesinin kullanım kriterlerini belirlemektir.

2. KAPSAM

Poşet kapama cihazının kullanımı, temizliği ve kontrolleri için gereken tüm basamakları kapsar.

3. KISALTMALAR

MSÜ: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

4. TANIMLAR

Poşet Kapama Cihazı: Sterilizasyon paketlerinin ısı ile güvenli bir şekilde kapatma özelliği sağlayan cihazdır.

5. SORUMLULAR

MSÜ Sorumlu Teknikeri,

Paketleme cihazını kullanan, temizliğini ve kontrollerini yapan kişiler, bu talimatı uygulamakla sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Yerleştirileceği Alan

6.1.1. Direk güneş ışığına ve yüksek ısıya maruz kalmamalı,

6.1.2. Titreşim bir alan olmamalı,

6.1.3. Yeterli havalandırmaya sahip olmalı,

6.1.4. Tozsuz bir ortam olmalı.

6.2. Cihazın Çalıştırılması

6.2.1. Cihazın fişi prize takılır.

6.2.2. Açma kapamam tuşuna basınız.

6.2.3. Cihazın ekranda “düşük ısı lütfen bekleyiniz” ibaresi çıkacaktır.

6.2.4. Yaklaşık 5 dk. içinde 180 °C ‘ye ulaşacak ve sesli ikaz verecektir.

6.2.5. Sesli ikazdan sonra paketlemeye hazırdır.

6.3. Paketleme İşlemi

6.3.1. Paket, kapama cihazının, sol tarafından verilerek sağ tarafından çıkar.

6.3.2. Makine otomatik olarak paketleri kapatır.

6.3.3. Kapanan kısmın istenilen şekilde olup olmadığı kontrol edilir.

6.3.4. Kağıt/poşet sıkıştığında çekerek ya da kapak açılıyorsa açılarak çıkartılmaya çalışılır, makine zorlanılmaz, çıkmıyorsa “TURCASOF Teknik Servis Arıza Bildirimi” kullanılarak teknik servise haber verilir.

6.3.5. Paket üzerine paket içeriğini tanımlayan bilgiler yazılacaksa poşetin ısı ile kapatılan kısmının üst dış kısmına yazılır.

6.3.6. Paketlenecek malzemeye uygun büyüklükte kağıt / plastik poşet seçilir.

6.3.7. Makina yardımı ile kağıdın bir tarafı yapıştırılarak malzeme içine yerleştirilir, daha sonra diğer taraf yapıştırılır.

6.3.8. Paket ağırsa veya birden fazla alet paketlenecekse çift kat paketleme yapılır.

6.3.9. Çift kat paketlemede içteki paketin bir tarafı kapatılır, diğer tarafı şeffaf kısma doğru kıvrılır. Paket yapılan aletin özelliğinin kapatılmamasına dikkat edilir.

6.3.10. Üst paketi yaparken içteki paketin açık olan kısmının paketin açma yönüne gelmesine dikkat edilir.

6.3.11. Poşetler içerisine en az clas 4 kimyasal indikatör konulur.

6.3.12. Paket yapıldıktan sonra iyi yapışıp yapışmadığı kontrol edilir. Paketin ısı ile yapıştırılan bölümün dış kısmına tarih atılır. Paket üzerine direk olarak yazı yazılmaz.

6.3.13. Havanın genişlemesine ve paketin yırtılmasına yol açabileceği için poşet içerisindeki hava paket ısı ile kapatılmadan önce boşaltılabildiği kadar boşaltılır.

6.3.14. Her ay birim dışında teknik atölyede içine sıkışan malzeme (kâğıt parçası) olma ihtimaline göre hava tutularak temizlenir.

6.3.15. İş bitiminden sonra açma/kapama düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

6.4. Cihazın Temizliği

6.4.1. Cihazın temizliği her gün ılık su, deterjan, yumuşak bez kullanılarak günlük olarak yapılır.

6.4.2. Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bezle silinir.

6.4.3. Diğer bir bezle deterjan giderilene kadar durulanır.

6.4.4. Kontrol panelinin tuşlarının olduğu bölüm ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.

6.4.5. Temizlik işlemi sonrasında "Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Kontrol Formu"üzerindeki bilgiler temizliği yapan çalışan tarafından doldurulur.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü

7.2. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Kontrol Formu