1. AMAÇ

Mobil Dental cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanım bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Cihazın üzerinde iki adet düğme olunur.

6.1.2. Altta konumlanmış olan düğmeye dijital ekranda rakamlar yanıp sönmeye başlayana kadar uzun basılır ve ardından ışınlamak istediğimiz süre ekranda belirinceye kadar kısa aralıklarla basılarak cihaz ayarlanır.

6.1.3. Kullanılacak olan restoratif materyalin üretici talimatlarına göre ışınlama süresinde farklılık mevcut değilse bu LED ışık tabancası ile 20 saniye ışınlama yeterlidir.

6.1.4. Işınlama işlemine başlamak için üstte konumlanmış olan düğmeye bir kez kısa basılır.

6.1.5. Cihaz ışın vermeye başlar ve otomatik olarak önceden ayarlanmış olan süre dolduğunda kapanır.

6.1.6. İkinci kez basıldığında ise süre dolmadan anında ışınlama sona erer.

6.1.7. Cihazın en altında şarj etmek için bir giriş bulunur. Şarj etmek için cihaz şarj ünitesine yerleştirilir.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı

6.2.1. Teknik birim personeli merkezdeki tüm makine ve cihazların merkez içi bakım tarihlerini gösterir, "Yıllık Peryodik Bakım Planı" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları