1. AMAÇ

Arjinat karıştırma cihazı çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanımı bulunmamaktadır

5. SORUMLULAR

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Cihaz, zemini güvenli ve sabit bir yere yerleştirilir. 230V'luk elektrik tesisatına bağlanıp cihazın arka bölümündeki açma kapama düğmesiyle cihaz açılır.

6.1.2. Cihazın ön kısmında dijital ekranda çalışma programı ve işlem süresi gösteren ibare mevcuttur.

6.1.3. Cihazın üzerinde açma-kapama (power), start/stop,up/down,memory select tuşları mevcuttur.

6.1.4. Açma-kapama tuşuna bastıktan sonra ''memory select'' tuşuyla karıştıracağımız maddeye göre işlem süresini de ayarlayıp ''Start'' tuşuna basarak cihaz çalıştırılır.(Örneğin power tuşuna bir kere bastıktan sonra ekranda A.H.C.T. Mem2-06s görüntüsü görününce start tuşuna basılır.)

6.1.5. Cihazın içine konulan aljinat kabının kapağının kapandığından tam emin olunmalı, hızlı karışma esnasında aljinat kabının cihazın kapağının iç kısmına çarpmamasına dikkat edilmelidir.

6.1.6. Cihaz karıştırmayı yaptıktan sonra kapağının açılmasına izin vermek için sinyal sesi beklenir.

6.1.7. Kapağı açıp aljinat kabı içinden alınır.

6.1.8. Cihazın iç kısmı aljinat tozlarından dolayı kirlenebilir. Düzenli nemli bir bezle temizliği yapılmalıdır.

6.1.9. Kullanım sonunda gün sonu prizden çekilmelidir

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Merkezdeki tüm makine ve cihazların merkez içi bakım peryotlarını gösteren, "Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı"na uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik birim sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazların "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu"na onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler işlenir.

6.2.3. Teknik birim sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3.4. Aylık Bakım:

6.2.4.1. Cihazın hassas temizliği yapılır.

6.2.4.1. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu