1. AMAÇ

Hekimler tarafından kullanılan aeratör ve mikromotor başlıklarının düzenli olarak her gün yağlanması ve bakımının sağlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

4.1. Mikromotor: Dişleri parlatmak, kesmek ve delmek için kullanılan en önemli dental cihazlardan biridir.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Aerator ve mikromotor başlıkları cihaza yerleştirilmeden önce sorumlu personeli tarafından dezenfeksiyonu sağlanır daha sonra cihaza yerleştirilir.

6.1.2. İşleme başlamadan önce cihazdaki yağ seviyesine bakılır.

6.1.3. Başlıklar kontrol edilir, üzerinde frez var ise çıkartılır.

6.1.4. Sorumlu personeli tarafından dezenfekte edilir, ondan sonra yağlama cihazına yerleştirilir.

6.1.5. Cihazın ön panelinde bulunan 1-2-3- nolu butonlar yağlama yapılacak aletlere göre numaralandırılmıştır.

(1) nolu butonda anguldruva başlığı (E tipi kupling) takılır.

(2-3) nolu butonda aeratör ve mikromotor başlığı kuplinge takılır.

6.1.6. Aletlerin yerleştirilmesi bittikten sonra cihazın ön kapağı dikkatlice kapatılır.

6.1.7. Cihazın yan tarafında bulunan güç düğmesine basılır cihaz açılır.

6.1.8. Cihazın ön tarafında bulunan START (Başlama) düğmesine basılır.

6.1.9. Start düğmesine basıldıktan sonra cihaz yağlama ve temizleme işlemine başlayacaktır.

6.1.10. Farklı sayılarda olan göstergelerdeki lambalar yanacaktır.

6.1.11. Yağlama işlemi bittikten sonra cihaz gösterge lambaları uyarı verir.

6.1.12. Sızan yağı ve kuplingi temizlemek için AİR tuşuna (hava basınç düğmesi) basılır.

6.1.13. Yağlama ve temizleme işlemi bittiğinde durum göstergesi yanar.

6.1.14. İşlem bitiğinde ERROR butonunda yanan ışık aynı zamanda hatalı işlem uyarısını da verir.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli Merkezdeki tüm makine ve cihazların merkez içi bakım periyotlarını gösterir, "Makina ve Cihazların Periyodik Bakım Planı" hazırlanır. Bu plana uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu" düzenlenir, onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3.4. Aylık Bakım:

6.2.4.1. Cihazın hassas temizliği yapılır.

6.2.4.1. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu