1. AMAÇ

Temassız ateş ölçer cihazı çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Merkez bünyesindeki teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Cihaz; üzerinde bulunan kızılötesi sensor sayesinde, vücudun yaydığı 5-14 µm dalga boyundaki kızılötesi ışımayı algılayarak insan vücut sıcaklığını ölçer.

6.1.2. Ortam sıcaklığının 10,0 °C den küçük olduğu durumlarda ve 40,0 °C den büyük olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.

6.1.3. Ateş ölçerler sudan ve doğrudan güneş ışığı dahil ısıdan uzak tutulmalıdır.

6.1.4. Ateş ölçerler düşürülmemeli, düşme yada çarpma ile hasar görüp cam kırılmışsa kullanılmamalıdır.

6.1.5. Ölçüm yapılırken mode olarak vücut (Body) modu seçilmelidir.

6.1.6. Cihazı 5 cm'lik mesafeden ölçüm düğmesine basarak alna tutun, ateş hemen görülecektir. Alında saç, ter, kozmetik ürün olmamasına veya şapka takılmamasına dikkat edin.

6.1.7. Oda sıcaklığı önemli derecede farklı ise veya alın terli ise, ateşi kulak memesinin arkasından da ölçülebilir. Saç, ter, kozmetik ürün olmamasına veya şapka takılmamasına dikkat edilmelidir.

6.1.8. Ölçüm yapacak kişi, tıbbi maske ve eldiven kullanarak ölçüm yapmalıdır.

6.1.9. Vücut ısısı 37,5 C derece ve üzeri olarak ölçülen kişiler tedbir amaçlı olarak işyerine alınmamalı ve maske kullandırılarak en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmeli ve sonuç takip edilmelidir.

6.1.10. Aynı cihaz ile iki ölçüm arasında 1 dakikalık bekleme süresi bulunmalıdır. Bu nedenle ölçüm yapan kişilerde 2 cihaz bulunmalı ölçümleri cihazı değiştirerek yapmalıdır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Merkezdeki tüm makine ve cihazların merkez içi bakım peryotlarını gösteren, "Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı"na uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik birim sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazların "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu" na göre onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik birim sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3.4. Cihazın Bakım:

- Ölçüm yapılan İnfrared termometreler uzun süre elde tutulmamalıdır.
- Ateş ölçerler sudan ve doğrudan güneş ışığı dahil ısıdan uzak tutulmalıdır.
- Ateş ölçerler düşürülmemeli, düşme ya da çarpma ile hasar görüp cam kırılmışsa kullanılmamalıdır.
- Termometreler kullanıldıktan sonra %70 etil alkol içeren dezenfektanlı mendil ya da pamuk ile silinerek dezenfetke edilmelidir

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu