1. AMAÇ

Mikromotor cihazının etkin, güvenli ve doğru şekilde kullanımını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Mikromotor cihazı bulunan laboratuvarı kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma bulunmamaktadır.

4. TANIMLAR

Herhangi bir özel tanım bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Kullanımı

6.1.1. Mikromotor açılır.

6.1.2.Hız ayarı ihtiyaca göre yapılır.

6.1.3. Piyasemene kullanılacak uygun frez takılır.

6.1.4. Cihaz diz yardımıyla çalıştırılır (ayak pedalı kullanılarak).

6.1.5.İşlem tamamlandığında cihaz kapatılır.

6.1.6.Uçlar piyasemenden çıkarılır ve orta düzey dezenfektan solüsyonuna konularak dezenfekte edilir.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1.Kurumumuzdaki tüm makine ve cihazların kurum içi bakım peryotlarını gösteren, "Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı"na uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazların "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu"na onarım talepleri ve kaliprasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler işlenir.

6.2.3. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza kurum imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Aylık Bakım:

6.3.1. Cihazın hassas temizliği yapılır.

6.3.2. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu