1. AMAÇ

Apeks bulucu cihazı çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanımı bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Açma kapama düğmesinden cihaz hazır konuma getirilir.

6.1.2. Ekran açıldıktan sonra cihazın başlığı ile devreyi tamamlayan dudak klipsi birbirine temas ettirilir.

6.1.3. Cihazın ekranında "ON" yazısı görüldüğü zaman dudak klipsi hasta ağzına yerleştirilir.

6.1.4. Başlığın ucuna takılan kanal eğesi ile kanal boyu ekranda görülen göstergeye göre tespit edilir.

6.1.5. Dudak klipsi hastanın ağzından çıkarılır.

6.1.6. Dudak klipsi ve cihazın başlığı dezenfekte edilir. Kullanılan kanal eğesi sterilizasyon ünitesine gönderilir.

6.1.7. Cihazın genel dezenfeksiyonu yapılarak kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli tarafından Merkezdeki tüm makine ve cihazların Merkez içi bakım periyotlarını gösterir, "Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı" hazırlanır. Bu plana uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu" düzenlenir, onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza Merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3.4. Aylık Bakım:

6.2.4.1. Cihazın hassas temizliği yapılır.

6.2.4.1. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu