1. AMAÇ

Sterilizasyon işleminde kullanılan kâğıt rulo kesme makinesinin kullanım kriterlerini belirlemektir.

2. KASAM

Kağıt rulo kesme işleminin aşamalarını kapsar.

3. KISALTMALAR

MSÜ: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

4. TANIMLAR

Sterilizasyon: Cansız yüzeyler üzerindeki mikroorganizmaların sporlar dahil, tüm yaşam şekillerinin yok edilmesidir.

5. SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Personeli,

MSÜ'de çalışan tüm personel

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Makinenin fişi prize takılır.

6.2. Arkada bulunan kırmızı "AÇMA- KAPAMA" düğmesine basılarak cihaz açılır.

6.3. Cihazın uygun sıcaklığa gelmesi için (180°C) 5-10 dk beklenir.

6.4. Uygun sıcaklığa gelen cihaz da kullanılacak rulo yuvaya yerleştirilir.

6.5. İstenilen paket boyutları ve sayısı cihaza girilir.

6.6. Cihaz aktifleşme pedalının kablosu yuvasına takılır.

6.7. Pedala basılarak cihaz aktif hale getirilir.

6.9. Sterilizasyon rulo boy değerleri

- 10-7,5 mm sterilizasyon kağıt rulo boy: 270 mm
- Sterilizasyon kağıt rulo tepsi boy: 450 mm
- Sterilizasyon kağıt rulo kaşık boy: 200 mm
- Sterilizasyon kağıt rulo kulak boy: 30

6.10. Stop tuşu kullanılarak cihazın işlemi durdurulur.

6.11. Durdurulan cihaz OK tuşuyla tekrar aktif hale getirilir.

6.12. Nakliye ve acil durumlarda cihaz üzerindeki kırmızı butona basıldığında cihazın elektrik akımı kesilmiş olur.

6.13. Cihazın Temizliği

6.13.1. Cihazın temizliği her gün ılık su, deterjan, yumuşak bez kullanılarak günlük olarak yapılır.

6.13.2. Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bezle silinir.

6.13.3. Diğer bir bezle deterjan giderilene ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.

6.13.4. Temizlik işlemi sonrasında "Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Kontrol Formu"üzerindeki bilgiler temizliği yapan çalışan tarafından doldurulur.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü

7.2. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Kontrol Formu

7.3. Teknik Servis Arıza Bildirim Formu (Turcasoft)