1. AMAÇ

Amalgamatör cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanımı bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. CİHAZIN ADI: CAPSMIX-X

6.1.2. Cihaz 230V'luk prize kablosu takılır.

6.1.3. Cihazın üzerinde dijital göstergede program adı belirecektir.

6.1.4. ON/OFF tuşundan uygun program (P1) ve süre (10) ayarlanır.(ON/OFF tuşuna 2 kere basılır)

6.1.5. Karıştırmak istediğiniz kapsül üstteki kapağı açarak aparata uygun şekilde yerleştirilir.

6.1.6. START/STOP tuşuna basılır.

6.1.7. Cihaz takılan kapsülü sağa sola hızlıca sallayarak kapsülün içindeki maddeleri homojen bir karışım haline getirir.

6.1.8. Cihaz durduğunda kapsül kullanımına hazırdır,cihazın üstteki kapağı açılır ve hazırlanan kapsül alınır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı

6.2.1. Merkezdeki tüm makine ve cihazların merkez içi bakım peryotlarını gösteren, "Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı"na uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazların "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu" na göre onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu