1. AMAÇ

Buzdolabı cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanım bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım birimi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Buzdolabı güç kaynağına takılır.

6.1.2. Soğuk ortamda saklanması gereken dental malzemeler cihazın içi soğuduktan sonra cihazın içerisine yerleştirilir.

6.1.3. Higrometre sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kontrol edilir üzerindeki ısı değeri "Isı ve Nem Takip Formu "na yazılır.

6.1.4. Herhangi bir elektrik kesintisi veya seyahat olmadığı sürece cihaz sürekli güç kaynağına bağlı olarak kalır.

6.1.5. İlaç için ayrılmış buzdolaplarında ilaç niteliğindeki malzemeler ve aşı haricinde malzeme bulundurulmamalıdır.

6.1.6. Buzdolabı içinde bulundurulan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

6.1.7. Buzdolaplara ait ilaç yerleşim planları, kolay kullanılabilir, ulaşılabilir olmalı.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik birim personeli merkezdeki tüm makine ve cihazların merkez içi bakım peryotlarını gösterir, "Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı" hazırlanır. Bu plana uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik birim sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu" düzenlenir, onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik birim sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3.4. Aylık Bakım:

6.2.4.1. Cihazın temizliği yapılır.

6.2.4.1. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu