1. AMAÇ

Vitalometre cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

4.1. Vitalometre: Elektrik akımı vererek canlı diş dokusunun bu akıma verdiği cevabı ölçen ve bu reaksiyonun miktarı ile dişin canlı olup olmadığını belirleyen cihazlardır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Cihazın pilleri takılır.

6.1.2. Dişe temas edecek iletken uç cihaza takılır.

6.1.3. Devreyi tamamlayan dudak klipsi hasta ağzına yerleştirilir.

6.1.4. Diş yüzeyine iletkenlik sağlaması amacıyla iletken bir ajan sürülür.

6.1.5. İletken uç diş yüzeyine temas ettirilip cihaz on /off düğmesinden açılır ve kademe kademe güç seviyesi arttırılarak vitalite ölçümü yapılır.

6.1.6. İşlem tamamlanınca on/off düğmesinden cihaz kapatılır.

6.1.7. Dudak klipsi hastanın ağzından çıkarılır.

6.1.8. Dudak klipsi, cihazın başlığı ve iletken uç dezenfekte edilir.

6.1.9. Cihazın genel dezenfeksiyonu yapılarak kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Merkezdeki tüm makine ve cihazların Merkez içi bakım periyotlarını gösteren, "Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı'na" uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazların "Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu'na" göre onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza Merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3.4. Aylık Bakım:

6.2.4.1. Cihazın genel temizliği yapılır.

6.2.4.1. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu