1. AMAÇ

Endo-Motor cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanım bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Açma kapama düğmesinden cihaz hazır konuma getirilir.

6.1.2. Ekran açıldıktan sonra cihazın başlığı ile devreyi tamamlayan dudak klipsi birbirine temas ettirilir.

6.1.3. Cihazın ekranında "ON" yazısı göründüğünde dudak klipsi hasta ağzına yerleştirilir.

6.1.4. Başlığın ucuna takılan kanal eğesi ile kanal boyu ekranda görünen göstergeye göre tespit edilir.

6.1.5. Sırayla kanal eğeleri değiştirilerek kanal genişletme işlemi tamamlanır.

6.1.6. Dudak klipsi hastanın ağzından çıkarılır.

6.1.7. Dudak klipsi ve cihazın başlığı dezenfekte edilir. Kullanılan kanal eğeleri sterilizasyon ünitesine gönderilir.

6.1.8. Cihazın genel dezenfeksiyonu yapılarak kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı

6.2.1. Teknik servis personeli Merkezdeki tüm makine ve cihazların Merkez içi bakım tarihlerini gösterir, "Yıllık Bakım Planı" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "Bakıma Tabi Cihaz Sicil Formu" düzenler.

6.2.3. Birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "Bakım/Onarım/Kalibrasyon İstek Formu" ile Teknik Servis Sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "Bakıma Tabi Cihaz Sicil Formu'na" işler.

6.2.4. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "Bakım/Onarım/Kalibrasyon İstek Formu" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "Kullanım Dışı Ekipman Etiketi" asılır.

6.2.5. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza Merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "Bakıma Tabi Cihaz Sicil Formu" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3. Endo-Motor Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

6.3.1.1. Genel temizliği yapılır.

6.3.1.2. Çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu