1. AMAÇ

Diş ünit cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanım bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

6.1.1. Koltuk fonksiyonlarının tamamı tablet üzerindeki dokunmatik tuşlar aracılığı ile kontrol edilir.

6.1.2. Kreşuar yıkama, bardak doldurma, reflektör ve yine tablet üzerinde bulunan kumanda panelindeki birbirinden bağımsız dokunmatik tuşlar aracılığı ile gerçekleştirilmelidir.

6.1.3. Kumanda panelinin üst kısmında bulunan basınç göstergesi türbine bağlı olup çalışma sırasında başlıktaki hava basıncını göstermelidir.

6.1.4. Filtreli hava regülatörünün filtre kısmı haftada en az bir kez suyunu tahliye etmek suretiyle temizlenir.

6.1.5. Başlıkları her hastadan sonra uygun dezenfektanla temizlenir.

6.1.6. Cihazın tamamı her hastadan sonra ağız ve diş sağlığı teknikeri, klinik hemşiresi veya temizlik görevlisi tarafından dezenfektan ile silinir, hava su spreyi, ışık tabancası, tabla, reflektör kolları ve ünit tablasının kolları istenirse streç film ile kaplanır.

6.1.7. Hava regülatörünün ayarı kesinlikle değiştirilmez.

6.1.8. Çalışma sonunda cihaz açma-kapama düğmesinden kapatılır.(su ve hava vanalarının kapalı olduğundan emin olunuz.)

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Teknik servis personeli Merkezdeki tüm makine ve cihazların Merkez içi bakım periyotlarını gösterir, “Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı” hazırlanır. Bu plana uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için “Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu” düzenlenir, onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza Merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3.4. Aylık Bakım:

6.2.4.1. Cihazın genel temizliği yapılır.

6.2.4.1. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu